



ARBOR
ASSAYS

SAVE YOUR MICE!



Use < 2 μ L Serum or Plasma

A Arbor Assays possui um kit para dosar Corticosterona que permite usar até
2uL de soro/plasma.

- Sem necessidade de extração,
- Testado para camundongos, ratos, pássaros, peixes e muitas outras espécies,
- Adequado para amostra de extrato fecal, soro e plasma,
- Apenas 90 minutos de ensaio.

<http://www.arborassays.com/product/k014-h-corticosterone-eia-kit/>

E muito mais ...

Acesse:

<http://www.arborassays.com/>