



A Med Associates Inc® principal fabricante, desenvolvedor de software, e fornecedor de produtos para a psicologia comportamental, farmacologia, neurociência e áreas afins de pesquisa apresenta o equipamento de “Self-Administration” para ratos e camundongos.

Standard Modular Operant Test Chamber with Modified Top for Rat



- Modified polycarbonate top includes a center hole with access slot to the front edge allowing the user to place an animal in the test chamber with a drug delivery leash, or other harness system, attached.
- Includes Cover Insert ENV-008CTC.
- Unique top design with two hinged stainless steel flaps makes changing modules quick and easy.
- Versatile size that is appropriate for work with pigeons, rodents, or unrestrained small primates.
- Both end walls are identical with three sturdy aluminum channels designed to securely hold any modular component.
- Door and rear panel are constructed of clear polycarbonate.
- Stainless steel waste pan included.
- White polypropylene base.

Classic Modular Test Chamber with Modified Top for Mouse



- Used primarily for drug self-administration studies.
- Top Modification allows for placement of animal in the test chamber with drug delivery leash or other harness system, attached.
- Both end walls are identical with three sturdy aluminum channels designed to securely hold any modular component.
- Door and rear panel are constructed of clear polycarbonate.
- Front loading door of this unit folds down, leaving an extra high lip to contain the animal until removed.
- Stainless steel waste pan included.
- White polypropylene base.